

## DRK-WYA 阿贝折射仪



### 【产品特点】

测定液体或固体的折射率  $n_D$  平均色散 ( $n_F - n_C$ ) 和糖水溶液中干固物的质量分数即锤度 Brix。

### 【产品应用】

可用于制糖、制药、饮料、石油、食品、化工工业生产、科研、教学部门的检测分析。采用目视瞄准，光学度盘读数，简单可靠。

**【技术参数】**

折射率 nD	1.3000~1.7000
准确度	±0.0002
糖溶液质量分散(Brix)	0-95%
最小分度值	0.25 (糖度) 0.0005 (折射率)
仪器重量	2.6kg
仪器尺寸	200×100×240(mm)

**注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。**